

Anillo O2Ring™




Oxímetro de pulso



Corazón
Tasa



Oxígeno
Saturación



Perfusión
Índice

Innovador

| Usable

| Adaptable

| Confiable

Oxímetro de pulso

Controle el nivel de oxígeno en cualquier momento y en cualquier lugar



Características

- Experiencia de uso cómoda
- Seguimiento y registro del nivel de oxígeno y la frecuencia cardíaca.
- Vibración inteligente activada por SpO2 bajo
- Batería recargable incorporada para uso nocturno.
- Sincronice datos en tiempo real con la aplicación a través de Bluetooth
- Admite monitoreo remoto mediante módulo inalámbrico



Seguimiento durante la noche



Medición precisa



Recordatorio de vibración




Software de aplicación/PC




Almacenamiento en la nube



Oficina



Dormir



Remoto



Salir



En casa



En el hospital


Monitoreo continuo

Seguimiento y registro del nivel de oxígeno durante la noche.



Durante el sueño, una vez que se produce un nivel bajo de oxígeno
Se detecta un nivel anormal de azúcar en sangre o una frecuencia cardíaca anormal.
ed, O2Ring vibrará inmediatamente y
Suavemente para recordártelo.
Después de sincronizar los datos de grabación con la aplicación,
Análisis detallado y tendencias de su
El nivel de oxígeno y la frecuencia cardíaca pueden ser
Revisado.

Solución de monitoreo remoto inalámbrico



El módulo inalámbrico está integrado con Bluetooth y Wifi para monitoreo remoto inalámbrico.

Torneado.


Al utilizar O2Ring con módulo inalámbrico en casa, los datos se sincronizan automáticamente con

La nube durante el seguimiento. Su médico puede revisar y analizar fácilmente sus

datos en el teléfono inteligente, tableta o computadora a tiempo.



¿Quién necesita O2ring™?



Presupuesto

Rango del nivel de oxígeno en sangre

70%-99%

Precisión de oxígeno en sangre

80-99%: $\pm 2\%$, 70-79%: $\pm 3\%$

Rango de frecuencia del pulso

30 a 250 lpm

Precisión de la frecuencia del pulso

± 2 lpm o $\pm 2\%$

Fuente de vibración

Nivel bajo de oxígeno, frecuencia cardíaca alta/baja

Clasificación a prueba de agua y polvo

IP24

Parámetros registrados

Nivel de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, ejercicio.

Peso

15 gramos

Tamaño del dispositivo

38 mm x 30 mm x 38 mm

Talla del anillo

50-82 mm

Memoria incorporada

4 secciones, hasta 10 horas cada sección

Batería

Barrera de litio recargable

Tiempo de uso 12-16 horas

Inalámbrico

Bluetooth 4.0 BLE

Compatibilidad

iOS 9.0+; Android 5.0+

Lepu Tecnología Médica (Beijing) Co., Ltd.

Dirección: Edificio 7, No.37 Chaoqian Rd., Distrito Changping, Beijing, China 102200

Web: en.lepumedical.com Correo electrónico: info@creative-sz.com Teléfono: +86 755 2643 3514