

CARRITO DE EMERGENCIA MOR-YKS011

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL



Diseño de la Mesa

- **Superficie Antideslizante:** La superficie de vidrio suave facilita la limpieza.
- **Barandillas de Acero Inoxidable:** Ofrecen seguridad y un agarre cómodo. Las barandillas izquierda y derecha están diseñadas para mayor comodidad.



Especificaciones Técnicas

Lado Izquierdo

Plataforma para Desfibrilador: Diseñada para colocar un desfibrilador.

Mesa de Escritura Oculta: Puede extenderse para su uso y retraerse cuando no se necesita.

Caja de Archivos Desmontable: Permite almacenar historiales médicos y otros documentos

Lado Derecho

Porta Sueros: Ajustable en altura.

Caja para Objetos Punzocortantes: Integrada en el pasamanos de la mesa.

Cubos de Basura Doble: Cubo ABS para residuos infecciosos y basura dañada

Cajones

Primero y segundo cajón: Para almacenar medicamentos de emergencia.

Tercer cajón (120 mm): Espacio para libros de registro de pacientes, linternas, imanes, cajas de tratamiento con bocina de acero inoxidable, etc.


Cuarto cajón: Espacio para jeringas, agujas, mantas de goma, algodón, adhesivos, gasas, hisopos, bolsas de primeros auxilios, entre otros.

Quinto cajón: Espacio para bolsas de respiración, dispositivos de succión, líquidos controlados de 500 ml, con divisores ajustables para 12 compartimentos en cada cajón.

Material del Producto: Plástico ABS de ingeniería.

No exponer el carro a la luz solar directa ni colocarlo cerca de ventanas con luz intensa para evitar el envejecimiento y el amarillamiento del material.

Medidas: 750 * 475 * 920 mm



CARRITO DE EMERGENCIA MOR-YKS011

CARRO MÉDICO MULTIFUNCIONAL



Parte Trasera

PlacadeRescate: Soporte para cilindro de oxígeno y cable de alimentación oculto.

Parte Inferior

RuedasUniversalesSilenciosas: Fáciles de empujar y tirar, con dos ruedas que cuentan con freno.

Ruedas

Ruedas Silenciosas Médicas: Solo son adecuadas para uso en interiores sobre superficies planas. No se recomienda su uso en terrenos irregulares o al aire libre.



Tamaño del rótulo en el centro del cajón: 110 x 58 mm (indica elementos estériles).

